



SABONETE ANTISSEPTICO LÍQUIDO BONZER

PA011050033



BONZER
EXCELÊNCIA PROFISSIONAL

rentax

Finalidade de Uso:

O SABONETE ANTISSEPTICO LÍQUIDO BONZER foi desenvolvido para lavagem e antissepsia das mãos e antebraços para reduzir a presença de microrganismos na pele.

Características Técnicas:

ASPECTO: Líquido

COR: Branco

ODOR: Característico

pH (Puro): 5,5 a 7,0

VISCOSIDADE: 3600 a 8000 cP (Spindle 3, 10 RPM)

Composição:

Sodium Laureth-12 Sulfate / Sulfato de Sódio Laurete-12, Cocamide DEA / Dietanolamina Cocamida, Cocamidopropyl Betaine / Cocamidopropil Betaína, Sodium Chloride / Cloreto de Sódio, Glycol Distearate / Diestearato de Etilenoglicol, Propylene glycol / Propileno glicol, PEG-7 Glyceryl cocoate / Cocoato de glicerila PEG-7, Triclosan / Triclosana, PEG-150 Distearate / Diestearato de PEG-150, Citric Acid / Ácido Cítrico, Methylisothiazolinone + Methylchlorisothiazolinone / Metilisotiazolinona + Metilcloroisotiazolinona, Aqua / Água.

Assistência Técnica:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

Regulamentações Pertinentes:

AFE/MS: 2.06.351-8

PRODUTO NOTIFICADO 25351.464045/2020-10

RESOLUÇÃO ANVISA Nº 343/05

Embalagens:

Refil de 500 ml (440 g)

Refil de 1000 ml (880 g)

Galão plástico de 5 L (4,40 kg)

Instruções de Uso:

Umedecer as mãos e antebraços, aplicar uma dose do sabonete, esfregar bem, enxaguar com água e secar. A higienização e antissepsia deve começar a partir do antebraço, passando pelo dorso, espaço entre os dedos e sob as unhas (com auxílio de escova de cerdas macias).

Princípio Ativo:

Triclosan

Precauções de Uso:

MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. Para uso externo. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, procurar um médico ou o Centro de Intoxicações através do telefone 0800-722-6001. Em caso de contato com os olhos, enxaguar com água abundantemente. Não use se tiver hipersensibilidade aos componentes da fórmula ou em pele irritada. Havendo irritação, suspenda o uso e procure orientação médica. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins.

Prazo de validade:

24 meses

Atendimento ao consumidor:

34 3338 2200



Refil de 1.000 ml
Rende até 1.666 acionamentos