



SABONETE ANTISSEPTICO ESPUMA LT BONZER

PA011050037



BONZER
EXCELÊNCIA PROFISSIONAL

rentax

Finalidade de Uso:

O SABONETE ANTISSEPTICO ESPUMA LT BONZER foi desenvolvido para lavagem e antissepsia das mãos e antebraços para reduzir a presença de microrganismos na pele. Indicado para ambientes onde seja necessária higiene e assepsia das mãos, tais como clínicas de assistência à saúde, hospitais, indústrias alimentícias e afins, indústrias farmacêuticas e de cuidados à saúde.

Características Técnicas:

ASPECTO: Líquido

COR: Amarelado

ODOR: Característico

pH (Puro): 6,0 a 7,0

DENSIDADE (g/cm³, 25°C): 0,97 a 0,99

Composição:

Cocamidopropyl betaine / Cocamidopropil betaína, Lauramine oxide / Óxido de lauramina, Alcohol / Álcool etílico, Isopropyl alcohol / Álcool Isopropílico, Glycerin / Glicerol, PEG-7 Glyceryl cocoate / Cocoato de glicerila PEG-7, Polyaminopropyl biguanide / Poliaminopropil biguanida, Aloe barbadensis flower extract / Extrato da flor de aloe vera [Aloe barbadensis], Lactic Acid / Ácido Láctico, 2-bromo-2-nitropopane-1,3-diol / Bronopol, Methylchloroisothiazolinone + Methylisothiazolinone/ Metilcloroisotiazolinona + Metilisotiazolinona, Aqua / Água.

Assistência Técnica:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

Regulamentações Pertinentes:

AFE/MS: 2.06.351-8

PRODUTO NOTIFICADO 25351.261211/2020-10

RESOLUÇÃO ANVISA Nº 343/05

Embalagens:

Refil de 800 mL

Refil de 1000 mL (Dispenser manual)

Refil de 1000 mL (Dispenser automático)

Instruções de Uso:

Umedecer as mãos e antebraços, aplicar uma dose do sabonete, esfregar bem, enxaguar com água e secar. A higienização e antissepsia deve começar a partir do antebraço, passando pelo dorso, espaço entre os dedos e sob as unhas (com auxílio de escova de cerdas macias).

Princípio Ativo:

Poliaminopropil biguanida.

Precauções de Uso:

MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. Para uso externo. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, procurar um médico ou o Centro de Intoxicações através do telefone 0800-722-6001. Em caso de contato com os olhos, enxaguar com água abundantemente. Não use se tiver hipersensibilidade aos componentes da fórmula ou em pele irritada. Havendo irritação, suspenda o uso e procure orientação médica. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins.

Prazo de validade:

24 meses.

Atendimento ao consumidor:

34 3338 2200



Refil de 1.000 ml
Rende até 2.500 acionamentos

Refil de 800 ml
Rende até 2.000 acionamentos